

## モスキート使用ルール

- ・装置の使用開始時にセンター利用申込書を提出して下さい。
- ・初めて使用する人は必ず使用法を習熟した人の指導のもと使用して下さい。
- ・プレートデッキは左右に動くので周囲（枠線内）に物を置かないでください。
- ・予約は基本として24時間を超えないようにして下さい。もし24時間を超える測定になる場合は他の使用者に連絡して下さい。
- ・予約は、創薬センター・化合物スクリーニングに関連する予約については1ヶ月前から、それ以外の実験は2週間前からとします。
- ・プレートなどの消耗品は原則各自で用意して下さい。化合物スクリーニングに関連する実験の消耗品については別途ご相談下さい。ピペットについてはご相談ください。センターで調整いたします。
- ・メンテナンスおよびサンプルの測定に共通の試薬・物品を使用したい場合は使用数、使用量等をセンター職員に報告して下さい。
- ・測定時はエアコンの風向きに注意してください。測定時に影響がでます。
- ・LCPに使用するときには、専用のプレートを使用してください。
- ・ピペットリールを外した後は、必ずピペットがあるか確認し、内部にピペットが残らないようにしてください。また、ピペットが垂直に装着されているか確認してください。
- ・チップや消耗品は、化合物スクリーニング及び創薬センター関連の使用の場合、センターのものを使用させていただいて構いません。
- ・LCP使用後はシリンジを洗浄してください。つまりがあるようでしたらぬるま湯で洗って下さい。
- ・作製するプロジェクトには所属の名前を入れて下さい。
- ・使用後の物品は装置使用終了後、各自で整理して下さい。
- ・何かトラブルがあった場合は必ずセンター職員に報告して下さい。